

Sistema HbA1c (Hemoglobina glicada), por imunofluorescência:

FIA Presto A1c é um analisador quantitativo de HbA1c (Hemoglobina glicada), por imunofluorescência, com resultado rápidos, em até 5 minutos.

O **teste HbA1c FIA** é um teste quantitativo para imuno detecção, por fluorescência, da hemoglobina glicada (HbA1c) em amostra de sangue total. Este teste é utilizado no auxílio do monitoramento da Diabetes Mellitus, utilizado em conjunto ao analisador FIA Presto A1c.

Características

- Resultados em 5 minutos
- Faixa de detecção: 3~ 14% <
- Faixa de linearidade: 3~ 14%, $R \geq 0,990$
- Registro Anvisa: 80638720240
- Memória interna: 100.000 resultados
- Curva de analito gravável
- Impressora automática térmica embutida
- Auto verificação do sistema analítico
- Memória interna: 100.000 resultados
- Curva de analito gravável
- Impressora automática térmica embutida
- Auto verificação do sistema analítico

Especificações operacionais:

- Codificação automática por *QR CODE*
- Tela Sensível ao toque de 7" (*touch screen*)
- Resultado quantitativo
- Modo de incubação automática
- Modo de leitura rápida

